


KIT DE ELECTRODOS ADULTO XELAED001B



DESCRIPCIÓN

Los electrodos de desfibrilación Powerheart G5 para adultos, se almacenan conectados al DEA.

Tecnología desarrollada por Cardiac Science

para acelerar el proceso de rescate y ayudar a garantizar que los electrodos estén listos para el rescate.

Las Almohadillas se pueden colocar en cualquier posición sobre el pecho, para reducir la confusión y ahorrar tiempo durante un rescate. Estas almohadillas son compatibles con todos los DEA de la serie Powerheart G5 (modelos automático y semiautomático).

CARACTERÍSTICAS

- ✓ N° de modelo o código: Xelaed001b.
- ✓ Aspecto: Electrodos de desfibrilación para adulto, con gel preaplicado, autoadhesivos, desechables, no polarizados (electrodos idénticos, que se pueden colocar en una u otra posición).
- ✓ Tipos de materiales del electrodo: Contiene Espuma de Polietileno, Capa de Estaño de grado electrolítico y Hidrogel conductor.
- ✓ El conector de electrodo G5 incluye un dispositivo de memoria que es leído por el DEA, para identificar el tipo de electrodo (adulto o pediátrico), fecha de fabricación y vencimiento.
- ✓ Vida útil: 24 meses desde la fecha de fabricación.
- ✓ Energía suministrada: 95J a 354J.
- ✓ Temperatura de funcionamiento y modo de espera: 0°C a 50°C.
- ✓ Temperatura de Almacenamiento y Transporte: -30°C a +65°C.
- ✓ Humedad: 10% a 95% (sin condensación).