

KIT DE ELECTRODOS PEDIÁTRICO PEDI-PADZ[®] II – UN PAR

ZOLL[®]

8900-0810-01

Compatibilidad DEAs: AED Plus[®],
AED Pro[®], Zoll AED 3[®], Zoll AED 3 BLS[®]

Compatibilidad Desfibrilador Monitor:
R Series[®], Propaq[®] MD, X Series[®],
X Series[®] Advanced



DESCRIPCIÓN

Electrodos de desfibrilador pediátrico

Los electrodos ZOLL Pedi-padz[®] II están diseñados para usarse en niños de hasta ocho años o que pesen menos de 55 lb/25 kg.

Los diagramas anatómicos en el paquete facilitan la colocación adecuada de la almohadilla.

Cuando se utilizan Pedi-Padz II con desfibriladores ZOLL compatibles, el dispositivo proporciona indicaciones de voz y texto para informar a los rescatistas que los Pedi-padz[®] II están conectados, lo que garantiza que se estén utilizando los electrodos de desfibrilador adecuados.

Con Pedi-Padz II, se utilizan algoritmos separados y específicos diseñados para niños para analizar el ritmo cardíaco de la víctima, y el desfibrilador ZOLL reduce automáticamente la energía para proporcionar una terapia pediátrica específica.

Los electrodos Pedi-padz II están diseñados especialmente para su uso con el AED Plus y también son compatibles con desfibriladores profesionales, lo que permite la continuidad de la atención. El AED Plus no depende de una resistencia u otro hardware en los cables para reducir la energía suministrada. Los diagramas anatómicos en el paquete facilitan la colocación adecuada de la almohadilla.

- ✓ Aplicación: Acceso público, EMS - Resucitación, Hospital - Resucitación, Hospital - ED
- ✓ Mercados: EMS & FIRE, Hospital, Militar, Seguridad Pública
- ✓ Tipo de gel: Sólido

- ✓ Tiempo de estimulación: Consulte las instrucciones de uso
- ✓ Tipo de conductor: Estaño
- ✓ Pre-conexión: Sí
- ✓ Caducidad (meses): 24
- ✓ Longitud del cable conductor (longitud total/sello al conector): 31,75"/13,00"
- ✓ Tipo de paciente: Pediátrico
- ✓ Tipo de conexión: Conector verde AED
- ✓ Conector requerido: Para la serie R: 8000-000863-40, 8009-0749 o 8009-0750 con adaptador 8009-0020, para la serie X: 8300-000831-40 o 8300-000676 con adaptador 8000-0370. Para Propaq MD 8300-0783 con adaptador 8000-0370

ÁPICE / ALMOHADILLA FRONTAL

- ✓ Forma: Redondo
- ✓ Longitud: 4,52"
- ✓ Ancho: 3,70"
- ✓ Área (pulgadas cuadradas): 17,00"
- ✓ Gel conductor forma: Círculo
- ✓ Longitud del gel conductor: Diámetro: 2,85"
- ✓ Ancho del gel conductor: N/A
- ✓ Área de gel conductor (pulgadas cuadradas): 6,40"

ALMOHADILLA DE ESTERNÓN / ESPALDA

- ✓ Forma: Rectángulo
- ✓ Longitud: 4,81"
- ✓ Ancho: 3,47"
- ✓ Área (pulgadas cuadradas): 17,00"
- ✓ Gel conductor forma: Rectángulo
- ✓ Longitud del gel conductor: 3,58"
- ✓ Ancho del gel conductor: 2,18"
- ✓ Área de gel conductor (pulgadas cuadradas): 7,80"

Todas las unidades en pulgadas.

AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, M Series, OneStep, Pedi-padz, Pro-padz, R Series, Real CPR Help, Stat-padz, X Series y ZOLL son marcas comerciales o marcas registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Propaq es una marca registrada de Welch Allyn. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



ZOLL[®]