

MANIQUÍ MEDIO TORSO PARA RCP LIFEFORM CPR PROMPT[®]

LF06001(A)

Su diseño cumple con los criterios para maniqués de la Asociación Americana del Corazón. ¡Maniqués de calidad profesional al precio más asequible!

Diseño exhaustivo que permite la práctica de la maniobra de Heimlich, la RCP y la respiración boca a boca.

Las marcas anatómicas realistas (nuez de Adán, arterias carótidas, ombligo, caja torácica, pecho) facilitan el aprendizaje de la correcta colocación de las manos para tomar el pulso, realizar compresiones torácicas y mucho más.



Ofrece información valiosa para el estudiante además de otras características importantes:

- ✓ Inclinación de la cabeza / levantamiento de mentón necesarios para abrir las vías respiratorias
- ✓ Marcas anatómicas precisas
- ✓ "Clic" audible que indica la correcta compresión

Ideal para la práctica en grupo: permite a cada usuario disponer de su propio maniquí para aprovechar al máximo el tiempo de práctica.

Cabezas de fácil limpieza y esterilización, aptas para el lavavajillas. Bolsas sustituibles de los pulmones.

Incluye protector para la cara, bolsas de los pulmones, herramienta de inserción e instrucciones de uso.

El selector de edad ajusta el pistón de compresión del pecho para practicar la técnica en adultos y en niños.

Nota: Utilizar solamente los parches para desfibriladores externos automáticos (DEA) aptos para maniqués de espuma.